

Xtreme Mim et Mask

Composite de restauration multi teintes antéro postérieur

Xtreme Mim : Adaptation à la teinte de la plupart des restaurations par une excellente correspondance chromatique

Pour les utilisateurs qui souhaitent une seule teinte pour tous les cas

Interface invisible entre l'émail, la dentine et le composite

Création d'un joint marginal qui disparaît tout simplement

Haute technologie de nano particules sphériques

Opalescent, propriété qui donne un aspect translucide avec des reflets irisés

Sans pigment

Effet optique caméléon

Qualité supérieure à la manipulation

Haute brillance après polissage

Faible rétraction

Haute résistance à l'abrasion

Excellentes propriétés mécaniques

Radio opaque

Sans bisphénol A (BPA)

Xtreme Mask : Corrige la correspondance de la teinte dans certaines situations et en cas de fortes colorations

À appliquer par couche de 1mm maximum et renouveler

Photopolymérisation : 20 secondes

Teneur totale en charges (en poids) : 80%

Sans bisphénol A (BPA)



KIT XTREME MIM ET MASK, HT 226^{€11} TTC 271^{€33}

Réf. F80794

2 seringues Xtreme Mim 4g + 1 seringue Xtreme Mask 4g

LES RÉFÉRENCES

XTREME MIM, HT 79^{€36} TTC 95^{€23}
comparé à la **seringue de 3 g 71^{€42} TTC**



Réf. F80790

1 seringue Xtreme Mim 4g

par 2, 10%, HT 71^{€42} TTC 85^{€70}, comparé à la **seringue de 3 g 64^{€27} TTC**

par 3, 15%, HT 67^{€46} TTC 80^{€95}, comparé à la **seringue de 3 g 60^{€71} TTC**

par 5, 20%, HT 63^{€49} TTC 76^{€19}, comparé à la **seringue de 3 g 57^{€14} TTC**

XTREME MASK, HT 79^{€36} TTC 95^{€23}
comparé à la **seringue de 3 g 71^{€42} TTC**



Réf. F80792

1 seringue Xtreme Mask 4g

par 2, 10%, HT 71^{€42} TTC 85^{€70}, comparé à la **seringue de 3 g 64^{€27} TTC**

par 3, 15%, HT 67^{€46} TTC 80^{€95}, comparé à la **seringue de 3 g 60^{€71} TTC**

par 5, 20%, HT 63^{€49} TTC 76^{€19}, comparé à la **seringue de 3 g 57^{€14} TTC**

Informations produits/préconisations : se référer à l'instruction et à l'étiquetage. Xtreme Mim, Xtreme Mask : classe des DM : IIa. Organisme notifié : Medcert.

Ligne Ivoa

La qualité sans compromis



LIGNE IVOA
La qualité sans compromis,
au meilleur prix !

Les produits de la Gamme IVOA ont été sélectionnés pour leurs qualités, un excellent recul clinique et un prix tiré au cordeau.

Répérez facilement ces produits signalés par la tortue, représentant la longévité et la stabilité.

Gamme IVOA

Des composites, un etching et un adhésif, la performance au meilleur prix

Ivoa Composite

Composite antéro-postérieur photo

Composite esthétique micro hybride. Indiqué pour les restaurations des classes I à V, dents lactéales, Inlays et facettes en technique indirecte. Manipulation aisée grâce à une viscosité idéale avec un effet de fluage minimisé. Homogène et souple dès l'application.

P Panachage possible



LES RÉFÉRENCES

La seringue de 4 g HT 48^{€42}, TTC 58^{€10}

Par 2, 10%, la seringue HT 43^{€58}, TTC 52^{€29}

par 5, 20%, la seringue 4 g HT 38^{€274}, TTC 46^{€48}



teinte	A1	A2	A3	A3,5	A4
ref.	F80940	F80942	F80944	F80946	F80948
teinte	B2	B3	C2	C3	D3
ref.	F80950	F80952	F80954	F80956	F80958

LES RÉFÉRENCES

Le sachet de 20 unidoses de 0,25 g HT 55^{€96}, TTC 67^{€15}

Par 2, 10%, le sachet de 20 unidoses de 0,25 g HT 50^{€36}, TTC 60^{€44}

par 5, 20%, le sachet de 20 unidoses de 0,25g soit 5 g HT 44^{€77}, TTC 53^{€72}



teinte	A1	A2	A3	A3,5	A4
ref.	F80960	F80962	F80964	F80966	F80968
teinte	B2	B3	C2	C3	D3
ref.	F80970	F80972	F80974	F80976	F80978

Informations produits/préconisations : se référer à l'instruction et à l'étiquetage. Ivoa Composite : classe des DM : IIa. Organisme notifié : SGS.

Ivoa Etch

Acide ortho-phosphorique à 37 %, semi-gel.

Pour mordantage de l'émail ou mordantage total. Rapide, ne coule pas et se rince en un minimum de temps. Sa consistance idéale permet une application rapide et précise. Ne sèche pas dans la seringue après ouverture. Longue conservation.

P Panachage possible



LES RÉFÉRENCES

F80935 Le tube de 5 seringues de 3 mL

+ 20 embouts HT 70^{€63}, TTC 84^{€76}

par 2, 10%, le tube de 5 seringues de 3 mL + 20 embouts

HT 63^{€57}, TTC 76^{€28}

par 3, 15%, le tube de 5 seringues de 3 mL

+ 20 embouts HT 60^{€04}, TTC 72^{€04}

Ivoa Flow

Une fluidité optimale pour une mise en place précise

LE + PRODUIT

INDICATIONS MULTIPLES
DENSITÉ OPTIMALE
EXCELLENTE MANIPULATION

Le composite IVOA FLOW est un composite fluide pour petites restaurations antéro-postérieures, collage de brackets, scellement de sillons.

Pour restaurations de classes I, III, V et petites restaurations postérieures. Sa mise en place est facilitée par son embout aiguille à usage unique.

LES RÉFÉRENCES

F80920 La seringue de 2 g HT 32^{€43}, TTC 38^{€92}

par 3, 10%, la seringue de 2 g

HT 29^{€19}, TTC 35^{€02}

par 5, 20%, la seringue 2 g HT 25^{€94}, TTC 31^{€13}

DONNÉES TECHNIQUES
Résistance à la compression: 293 Mpa
Résistance à la flexion: 123 Mpa



Informations produits/préconisations : se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage. Ivoa Etch, Ivoa Flow : classe des DM : IIa. Organisme notifié : SGS.

Ivoa 5

Adhésif mono-composant de 5^e génération pour collage toutes classes de restauration. Indiqué pour toutes les situations cliniques

PERMET UNE ADHÉSION FORTE

23,89 Mpa sur dentine et émail mordancé
Pour les applications directes ou indirectes

Nécessite un mordantage préalable

S'applique sur dentine/émail humide

PHOTOPOLYMÉRISABLE

Couche de liaison pour les réparations de couronnes et bridges

RESTAURATIONS INDIRECTES PRÉCISES

Grâce à la réalisation d'un film adhésif de faible épaisseur et uniforme sur toute la surface traitée

CONTRIBUE À RÉDUIRE LES HYPERSENSIBILITÉS ET RENFORCE LES TUBULIS DENTINAIRES

LES RÉFÉRENCES

F80925 le flacon de 5 ml HT 66^{€62}, TTC 79^{€94}

par 2, 10%, le flacon de 5 mL HT 59^{€96}, TTC 71^{€95}



Ivoa 7

Adhésif mono-composant auto-mordancant de 7^e génération pour collage toute classe de restauration.

Adhésif chargé (UDMA) et formulé à base de 4-META permettant une forte adhésion sur l'émail et la dentine, composite et céramique en association à un produit de collage ou de scellement.


LES RÉFÉRENCES

Réf. F80930 Le flacon de 5 mL HT 113^{€71}, TTC 136^{€45}


par 2, 10%, le flacon de 5 mL HT 102^{€34}, TTC 122^{€81}




Appliquer une seule couche d'IVOA 7



Souffler au jet d'air



Photopolymériser



Apolcel Ionomère 1

Ciment de scellement verre ionomère radio opaque et esthétique

Top produit!

LE + PRODUIT

- CIMENT ESTHÉTIQUE TEINTE A3 POUVRE & LIQUIDE
- ADHÉSION CHIMIQUE À L'ÉMAIL ET DENTINE
- Pour une bonne adaptation et étanchéité marginale
- HAUTE RADIO OPACITÉ
- SIMPLICITÉ DE MANIPULATION ET D'APPLICATION
- Ne nécessite pas de protocole de préparation adhésive
- LIBÉRATION DE FLUOR
- FAIBLE ADHÉSION DE LA PLAQUE BACTÉRIENNE SUR CVI
- RETRAIT AISÉ DES EXCÈS
- CIMENT VERRE IONOMÈRE SANS RÉSINE MÉTHACRYLATE
- Peut s'utiliser proche de la pulpe

LES RÉFÉRENCES

Réf. F65630 : le kit poudre 35 g + 20 mL HT 116^{€92}, TTC 140^{€30}

par 2, 10%, le kit HT 105^{€22}, TTC 126^{€26}



DONNÉES TECHNIQUES

- Résistance à la compression : 70 MPa
- Résistance à la flexion : 10 MPa
- Épaisseur du film (µm) : <25
- Radio opacité (% AL) : 200

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage. Apolcel ionomère : classe du DM : IIa. Organisme notifié : Medcert.