

Apoladdition Digital HD

Silicone par addition

LE + PRODUIT

EXCELLENT RAPPORT CONSISTANCE/DENSITÉ

- Dureté 59-67 Shore A
- Compression maîtrisée sans dispersion du light et ne comprimant pas la gencive
- Préserve l'ouverture sulculaire
- Résistant à l'arrachement

EXCELLENTE PROPRIÉTÉS HYDROPHILES

- Mouillabilité maximum sur la surface des dents et au contact du plâtre de modèle
- Reproduction fidèle des détails
- Grande précision dimensionnelle

CARTOUCHES RIGIDES

- Économique 380 ml
- Ergonomique
- Mélange homogène et optimisé

LES RÉFÉRENCES

Réf. E03160 Digital HD **2 bi-cartouches de 380 ml**
HT 213^{€61}, TTC 256^{€33}

Réf. E03165 **2 bi-cartouches de 380 ml + 50 embouts**
HT 266^{€91}, TTC 320^{€29}

Réf. E03170 **2 bagues de serrage Digital HD**
HT 11^{€11}, TTC 13^{€33}

Réf. F80375 Embouts **50 pièces**,
HT 69^{€30}, TTC 83^{€16}

TEMPS DE TRAVAIL: 1 min 30
TEMPS DE PRISE EN BOUCHE: 3 min



AVANTAGE PRODUIT



Apoladdition Digital HD n'est pas un produit monphasé, c'est un véritable putty pouvant être manipulé à la main pour réaliser une clef ou un boudin adapté à l'empreinte souhaitée. Il est recommandé de l'associer à un light. L'absence de mélange manuel permet d'obtenir une base silicone homogène et reproductible.



par 2, 10%, 1 boîte de **2 bi-cartouches** HT 211^{€47}, TTC **253^{€76}**

Embouts



par 2, 10%, **50 pièces** HT 62^{€37}, TTC **74^{€84}**

Bague de serrage



2 bagues de serrage 10 % HT 11^{€11}, TTC **13^{€33}**

Informations produits/préconisations: Se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage.
Apoladdition Digital HD : classe du DM : I.

Apoladdition Light

Silicone par addition

LE + PRODUIT

QUALITÉ SUPER HYDRO

Mouillabilité élevée
Energie de contact maximum

HAUTE DÉFINITION

Finesse et excellente viscosité
Lecture précise des préparations
Limite la formation de surépaisseurs
Thixotrope

GRANDE RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT



MEDIUM

PRISE RAPIDE

PRISE NORMALE

Technologie avancée

LE + PRODUIT HAUTE DÉFINITION



par 4, 15%, les 2 bi-cartouches de 50 mL + 12 embouts
HT 56€⁷⁷, TTC 68€¹²

TEMPS DE PRISE EN BOUCHE

Prise rapide Rose (light): 2 min
Dureté Shore 45-51

Prise normale Orange (light): 3 min
Dureté Shore 45-51

Prise normale Violet (médium): 3 min Dureté
Shore 49-56 (1h) /
Dureté Shore 52-59 (24h)

LES RÉFÉRENCES

2 bi-cartouches de 50 ml + 12 embouts

HT 66€⁷⁹, TTC 80€¹⁵

par 2, 10%, HT 60€¹¹, TTC 72€¹³

Réf. E03110 Light Prise Normale

Réf. E03120 Light Prise Rapide

Réf. E03125 Medium Prise Normale

POUR UNE MANIPULATION PLUS PRATIQUE QU'AVEC UN PISTOLET !

MOINS D'EFFORT



Informations produits/préconisations: Se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage. Apoladdition Light : classe du DM : I.

Apoladdition Putty Soft

Silicone par addition

Qualité
super hydro

LE + PRODUIT

- EXCELLENT RAPPORT CONSISTANCE/DENSITÉ
Compression équilibrée sans dispersion du light
Ne comprime pas la gencive
- QUALITÉ SUPER HYDRO
Mouillabilité élevée
Energie de contact maximum
- PLASTICITÉ ADAPTÉE
Retrait aisé des zones de contre-dépouille
Confort du patient

Disponible
en parfum Vanille



TEMPS DE PRISE EN BOUCHE

- Prise rapide Bleu: 2 min
Dureté Shore 66-72
- Prise normale Vert: 3 min
Dureté Shore 66-72



AVANTAGE PRODUIT

Le réflexe nauséeux est à la fois mécanique et psychologique. Il fait partie des mécanismes de défense naturel du corps. En jouant à la fois sur la posture du patient sur le fauteuil et sur le goût rassurant du silicone, APOL vous apporte une solution de confort pour une prise d'empreinte qualitative. Les propriétés hydrophylques de la gamme APOLADDITION permettent d'améliorer les résultats des empreintes réalisées, ainsi qu'une reproduction optimale des détails les plus fins en offrant une excellente stabilité dimensionnelle. Désinsertion facile et ne laisse pas de résidus dans le sulcus.

LES RÉFÉRENCES

CLASSIQUE

Le lot de 2 pots de 400g, HT 110^{€95}, TTC 133^{€14}

par 2, 10%, le lot de 2 pots de 400g, HT 99^{€85}, TTC 119^{€82},

par 3, 15%, le lot de 2 pots de 400g, HT 94^{€31}, TTC 113^{€17},

par 4,

25%, le lot de 2 pots
de 400 g, HT 83^{€22}, TTC 99^{€86}

	Prise Rapide
	Réf. E03020
Prise Normale vanille	Prise Rapide vanille
Réf. E03015	Réf. E03025

ÉCOPACK

Le lot de 2 pots de 1kg, HT 203^{€78}, TTC 244^{€54}

par 2, 5%, HT 193^{€59}, TTC 232^{€31}, par 3, 10%, HT 183^{€40}, TTC 220^{€08},

par 4, 15%, le lot de 2 pots
de 1 kg, HT 173^{€21}, TTC 207^{€85}

Prise Normale vanille	Prise Rapide vanille
Réf. E03050	Réf. E03060

Informations produits/préconisations: Se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage. Apoladdition Putty Soft : classe du DM : I.



Siliapol occlusion S.90

Silicone à prise rapide pour enregistrement de l'occlusion

LE + PRODUIT

DURETÉ ÉLEVÉE (SHORE 87-91)

- Très grande rigidité et haute résistance au déchirement
- Pour une lecture précise de l'occlusion et un juste montage des modèles sur l'articulateur

NE COULE PAS EN BOUCHE

Thixotrope

L'EFFICACITÉ EN 45 SECONDES

Le temps de prise en bouche limite considérablement les éventuels mouvements "parasites" du patient

LES RÉFÉRENCES

Réf. E03520 - 2 bi-cartouches de 50 mL +

12 embouts + 12 embouts intra oraux

HT 76^{€15}, TTC 91^{€38}

PRATIQUE ! 24 embouts fournis



Technologie avancée

LE + PRODUIT

TEMPS DE PRISE 45 SECONDES

PLÉBISCITÉ PAR LES UTILISATEURS

par 2, 10%, les 2 bi-cartouches de 50 mL

+ 12 embouts

+ 12 embouts intra-oraux

HT 68^{€53}, TTC 82^{€24}



Informations produits/préconisations: Se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage. Siliapol occlusion : classe du DM : I.

Rebasline Gel Soft

Rebasage souple à base de silicone vinyle durcissant par addition

LE + PRODUIT

REBASAGE SOUPLE ET PERMANENT DES PROTHÈSES TOTALES ET PARTIELLES.

Matériau à base de vinyl polysiloxane (silicone)
Rebasage direct au fauteuil en une seule séance
Rebasage indirect au laboratoire sur toutes les résines à base de méthacrylates, ppma.

TRÈS BONNE PÉRENNITÉ DU PRODUIT DANS LE TEMPS

Excellente stabilité de la teinte
Adhésif supérieur pour une parfaite adhérence du rebasage à la prothèse

PAS D'IRRITATION DES TISSUS MOUS

Simplicité et rapidité de confection d'un rebasage souple mais durable
Sans goût ni odeur

LA CARTOUCHE REBASLINE GEL SOFT COMPATIBLE AVEC LE PISTOLET POUR CARTOUCHE 50 ML DE SILICONE LIGHT CONVENTIONNEL.

INDICATIONS

Traitement des zones de pression
Améliore le confort lors de la phase de cicatrisation en implantologie
Réduction des forces pour les patients présentant des cas d'os alvéolaires saillants
Renforcement du joint palatin en cas de crête flottante de manière à assurer une bonne adhérence entre la prothèse et le tissu mou



Réf. E02530 Pistolet GM pour cartouche de 50 ml
HT 94^{€16}, TTC 112^{€99}

Technologie avancée

LE + PRODUIT

REBASAGE SOUPLE À BASE DE SILICONE VINYLE DURCISSANT PAR ADDITION



par 2, 10%, le kit HT 179^{€48}, TTC 215^{€38}

Réf. F65700 le kit intro : 1 bi-cartouche 50 ml, 1 primer 5 ml, 2 vernis 5 ml x 2 accessoires HT 199^{€43}, TTC 239^{€32}

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage. Rebasline Gel Soft : classe du DM : IIa. Organisme notifié : Medcert. // Pistolet : classe du DM : I.