

# Prophylaxie

03 84 52 28 88

## Starkiss rinçage actif

Activité germicide, désensibilisant et astringente

### LE + PRODUIT

DILUTION RAPIDE  
SANS COLORANT

Composants actifs :

- Chlorure de myristakonium (MKC14) : activité astringente, favorise l'élimination des résidus organiques.
- Fluorure de sodium : potentiel anti-bactérien et anti-cariogène.
- Nitrate de potassium : désensibilisant dentinaire.
- Allantoïne : favorise les facteurs de la cicatrisation.

SANS SUCRE, SANS ASPARTAME, à base de Stévia (édulcorant naturel).



### LES RÉFÉRENCES

- |             |             |                    |             |
|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| Goût menthe | Réf. H10050 | Goût menthe/orange | Réf. H10080 |
| Goût orange | Réf. H10060 | Goût menthe/citron | Réf. H10085 |
| Goût citron | Réf. H10070 | Goût citron/orange | Réf. H10090 |

Lot de 2 boîtes de 180 g, soit environ 800 comprimés + 10 diplômes Z403 **51€**  
 par 3, lot de 2 boîtes de 180 g, soit environ 800 comprimés + 10 diplômes Z403 **45€<sup>90</sup>**  
 48 diplômes Z404 **15€<sup>50</sup>**

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage. Classe du DM : I

## Starkiss insert HD

Insert à forte cavitation à moyenne ou faible puissance

### LE + PRODUIT

ACIER ALLEMAND HAUTE QUALITÉ  
TOTALEMENT COMPATIBLE










L'insert

- |         |      |       |                    |
|---------|------|-------|--------------------|
| Tarif A | 123€ | par 2 | 110€ <sup>70</sup> |
| Tarif B | 155€ | par 2 | 139€ <sup>50</sup> |
| Tarif C | 174€ | par 2 | 156€ <sup>60</sup> |



Vérifiez la compatibilité auprès de votre conseiller technique.

Insert compatible suivant modèle et type, livré sans clef. Lire attentivement la notice d'utilisation. Ne pas utiliser à pleine puissance. Ne jamais forcer le serrage

 UNIVERSEL H20000 Insert HD Star Kiss compatible Satelec U	 PARO H20010 Insert HD Star Kiss compatible Satelec P	 UNIVERSEL H20020 Insert HD Star Kiss compatible EMS U	 PARO H20030 Insert HD Star Kiss compatible EMS P	 UNIVERSEL H20040 Insert HD Star Kiss compatible Sirona U
 PARO H20050 Insert HD Star Kiss compatible Sirona P	 UNIVERSEL H20060 Insert HD Star Kiss comp. Kavo Piezo / Mectron U	 PARO H20070 Insert HD Star Kiss Kavo Piezo / Mectron P	 UNIVERSEL H20080 Insert HD Star Kiss Kavo Sonicflex 2000-2003 U	NE PAS UTILISER À PLEINE PUISSANCE

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage. Classe du DM : IIa. Organisme notifié : GMED.