

Calapol

Médication temporaire d'obturation canalaire

LE + PRODUIT

PROPRIÉTÉS ANTISEPTIQUES

PRÉSENTATION EN SERINGUE OU UNIDOSE

INDICATIONS :

Médication temporaire d'obturation canalaire
Traitement des perforations ou fractures radiculaires
Apexification, coiffage direct ou indirect
Traitement de granulome

PROPRIÉTÉS :

Antiseptique
Ostéo-inducteur
Hémostatique et anti-inflammatoire
Radio opaque

LES RÉFÉRENCES

Réf. B57150, 2 seringues de 2 mL

+ 8 embouts

HT 81^{€73}, TTC 98^{€08}

Réf. B57100, 1 sachet de 100 pièces

HT 27^{€54}, TTC 33^{€05}

par 2, 10%, HT 24^{€79}, TTC 29^{€74}



par 2, 10%, 2 seringues de 2 ml
+ 8 embouts

HT 73^{€56}, TTC 88^{€27}



CONSEILS TECHNIQUES

La finalité d'un traitement canalaire est la mise en forme et la désinfection du canal suivi de son obturation hermétique.

Les moyens sont :

- l'isolation de la cavité d'accès de la dent à traiter,
- l'utilisation d'instruments endodontiques manuels et ou rotatifs stériles,
- l'utilisation et le renouvellement répété d'hydrochlorite de sodium afin de le nettoyer de son contenu organique et de le désinfecter, éventuellement associé à d'EDTA pour traiter le contenu minéral,
- le rinçage et le séchage avec des cônes papiers stériles,
- la fermeture du canal par une obturation étanche avec un ciment endodontique associé à un ou plusieurs cônes de gutta stériles.

Si l'obturation n'est pas possible dans la même séance, il est recommandé de mettre de l'hydroxide calcium et du ciment provisoire en inter-séance.

La gutta étant conditionnée en boîte non individuelle, la stérilité de celle-ci n'est pas possible.

Une bonne technique pour obtenir une très bonne désinfection de ses cônes avant son placement dans le canal est de le faire tremper dans de l'hypochlorite pendant quelques minutes.

Silka Prep RC

Gel endo canalaire chélatant et lubrifiant

LE + PRODUIT

ACTION LUBRIFIANTE

HYDROSOLUBLE

EDTA 15 % : facilite la mise en forme normalisée des canaux calcifiés et élimine les boues dentinaires.

Pâte visqueuse à action lubrifiante qui minimise les risques de fractures et pérennise l'instrumentation.

Hydrosoluble, elle s'élimine facilement lors du rinçage.

Contient du peroxyde de carbamide favorisant le débridement canalaire et actif contre les bactéries anaérobies.

LES RÉFÉRENCES

Réf. B58000, 3 seringues de 4,5 ml + 20 embouts, HT 73^{€14}, TTC 88^{€27}

par 2, 10%, 3 seringues de 4,5 ml + 20 embouts, HT 65^{€83}, TTC 78^{€99}



par 3, 15%, 3 seringues 4,5 ml + 20 embouts
HT 62^{€17}, TTC 74^{€60}

Blocapol

Bloc de spatulation

LE + PRODUIT

PVC TRANSLUCIDE ANTISTATIQUE



Panachage possible toute taille

LES RÉFÉRENCES

BLOC STANDARD
Réf. Z91500
lot de 4 blocs 70x80
HT 35^{€09}, TTC 42^{€11}
Par 3, 15%, HT 29^{€83}, TTC 35^{€79}

BLOC ANTI-DÉRAPANT
Réf. Z91520
lot de 4 blocs 70x80
HT 35^{€09}, TTC 42^{€11}
Par 3, 15%, HT 29^{€83}, TTC 35^{€79}

BLOC ANTI-DÉRAPANT
Réf. Z91530
lot de 2 blocs 140x80
HT 35^{€09}, TTC 42^{€11}
Par 3, 15%, HT 29^{€83}, TTC 35^{€79}

