

## Rebasline Gel Soft

Rebasage souple à base de silicone vinyle durcissant par addition

### LE + PRODUIT

REBASAGE SOUPLE ET PERMANENT DES PROTHÈSES TOTALES ET PARTIELLES.

Matériau à base de vinyl polysiloxane (silicone)  
Rebasage direct au fauteuil en une seule séance  
Rebasage indirect au laboratoire sur toutes les résines à base de méthacrylates, ppma.

TRÈS BONNE PÉRENNITÉ DU PRODUIT DANS LE TEMPS

Excellente stabilité de la teinte  
Adhésif supérieur pour une parfaite adhérence du rebasage à la prothèse

PAS D'IRRITATION DES TISSUS MOUS

Simplicité et rapidité de confection d'un rebasage souple mais durable  
Sans goût ni odeur

LA CARTOUCHE REBASLINE GEL SOFT COMPATIBLE AVEC LE PISTOLET POUR CARTOUCHE 50 ML DE SILICONE LIGHT CONVENTIONNEL.

INDICATIONS

Traitement des zones de pression  
Améliore le confort lors de la phase de cicatrisation en implantologie  
Réduction des forces pour les patients présentant des cas d'os alvéolaires saillants  
Renforcement du joint palatin en cas de crête flottante de manière à assurer une bonne adhérence entre la prothèse et le tissu mou



Réf. E02530 Pistolet GM pour cartouche de 50 ml  
HT 94<sup>€16</sup>, TTC 112<sup>€99</sup>

Technologie avancée

### LE + PRODUIT

REBASAGE SOUPLE À BASE DE SILICONE VINYLE DURCISSANT PAR ADDITION



par 2, 10%, le kit HT 179<sup>€48</sup>, TTC 215<sup>€38</sup>

Réf. F65700 le kit intro : 1 bi-cartouche 50 ml, 1 primer 5 ml, 2 vernis 5 ml x 2 accessoires HT 199<sup>€43</sup>, TTC 239<sup>€32</sup>

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d'instruction et à l'étiquetage. Rebasline Gel Soft : classe du DM : IIa. Organisme notifié : Medcert. // Pistolet : classe du DM : I.